

A 501

Vogn

med 4 niveauer til rengøring af laboratorieglass og -utensilier.



- Til anbringelse af indsætter og sikurve
- Med indstikskurv A 601, som kan udvides til 5 eller 6 niveauer

EAN: 4002516050438 / Materiale nummer: 10973890 /
Gammelt materiale nummer: 69650101D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Vogn til indsætter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
DIN-sikurve [antal]	18
SPRI-sikurve [antal]	12
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	659
Udvendigt mål, nettobredde i mm	650
Udvendigt mål, nettodybde i mm	710
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	795
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	860
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	715
Nettovægt i kg	9,80
Bruttovægt i kg	31,00