


A 601
Indsats
til tilføjelse af et ekstra niveau i vogn A 501.



- Uden spulearm

EAN: 4002516050513 / Materiale nummer: 10973970 /
Gammelt materiale nummer: 69660101D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Anden indsats/andet modul	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
DIN-sikurve [antal]	3
SPRI-sikurve [antal]	2
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	33
Udvendigt mål, nettobredde i mm	590
Udvendigt mål, nettodybde i mm	775
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	100
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	610
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	790
Nettovægt i kg	2,12
Bruttovægt i kg	2,96