

A 606

Modul

til brug af fx indsats til laboratorie i det øverste niveau i vogn A 503



- Med spulearm

EAN: 4002516050537 / Materiale nummer: 10973990 /  
Gammelt materiale nummer: 69660601D

<b>Produktkategori</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategori</b>	
Anden indsats/andet modul	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	97
Udvendigt mål, nettobredde i mm	505
Udvendigt mål, nettodybde i mm	606
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	120
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	525
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	620
Nettovægt i kg	2,40
Bruttovægt i kg	3,00