


A 605

Modul

til optimal genbehandling af prøveglas, vials, reagensglas osv.



- Udstyret med 98 injektordyser
- Maks. H 160 mm, maks. Ø 20 mm
- Kan indsættes i vogn A 503

EAN: 4002516063339 / Materiale nummer: 10999010 /
Gammelt materiale nummer: 69660500D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Indsats/modul til reagensglas	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af pipetter/vials	•
Genbehandling af reagensglas	•
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Reagensglas [antal]	98
Vials [antal]	98
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	158
Udvendigt mål, nettobredde i mm	254
Udvendigt mål, nettodybde i mm	604
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	270
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	525
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	540
Nettovægt i kg	4,40
Bruttovægt i kg	6,40