


A 613

Modul

til optimal genbehandling af hel- og målepipetter.



- Udstyret med 98 injektordyser
- Egnede til målepipetter med en volumen på 1-50 ml
- Egnede til fuld pipetter med en volumen på 1-100 ml
- Kan indsættes i vogn A 503

EAN: 4002516063360 / Materiale nummer: 10999070 /
Gammelt materiale nummer: 69661300D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Indsats/modul til pipetter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Anvendelsesområde	
Genbehandling af pipetter/vials	•
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Pipetter [antal]	98
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	194
Udvendigt mål, nettobredde i mm	254
Udvendigt mål, nettodybde i mm	604
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	200
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	270
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	610
Nettovægt i kg	4,40
Bruttovægt i kg	6,40