

A 620
Modul
til optimal genbehandling af laboratorieglasser med 10 injektorpladser.



- Kan styres individuelt med maks. 10 injektorpladser
- Til vogn A 503
- Komponent til EasyLoad-systemet

EAN: 4002516063391 / Materiale nummer: 10999100 /
Gammelt materiale nummer: 69662000D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Indsats/modul til smalhalsede glas	•
Indsats til diverse flasker	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Komponent til EasyLoad-systemet	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglasser	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	113
Udvendigt mål, nettobredde i mm	133
Udvendigt mål, nettodybde i mm	608
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	145
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	150
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	620
Nettovægt i kg	0,77
Bruttovægt i kg	1,82