

A 622

Modul

til optimal genbehandling af laboratorieglasser med 36 injektorpladser.



- Kan udstyres individuelt med maks. 36 dyser
- Kan indsættes i vogn A 503
- Komponent til EasyLoad-systemet

EAN: 4002516063414 / Materiale nummer: 10999120 /
Gammelt materiale nummer: 69662200D

Produktkategori		
	Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning		
	PLW 8615	•
	PLW 8616	•
	PLW 8617	•
Produktkategori		
	Indsats/modul til smalhalsede glas	•
	Indsats til diverse flasker	•
Produktegenskaber		
Materiale		Rustfrit stål
Farve		Rustfrit stål
	Komponent til EasyLoad-systemet	•
Anvendelsesområde		
	Genbehandling af laboratorieglasser	•
Kapacitet		
	Smalhalsede glas [antal]	36
	Flasker [antal]	36
	Rundkolber [antal]	36
Mål og vægt		
	Udvendigt mål, nettohøjde i mm	113
	Udvendigt mål, nettobredde i mm	204
	Udvendigt mål, nettodybde i mm	608
	Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	145
	Udvendigt mål, bruttbredde i mm	220
	Udvendigt mål, bruttdybde i mm	625
	Nettovægt i kg	1,42
	Bruttovægt i kg	2,53