

A 506

Vogn

med 4 niveauer til rengøring af laboratorieglass og -utensilier.



- Til anbringelse af indsætter og sikurve

EAN: 4002516063223 / Materiale nummer: 10999130 /
Gammelt materiale nummer: 69650600D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Vogn til indsætter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Genbehandling af sikurve	•
Genbehandling af diverse instrumenter	•
Kapacitet	
DIN-sikurve [antal]	12
SPRI-sikurve [antal]	8
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	555
Udvendigt mål, nettobredde i mm	650
Udvendigt mål, nettodybde i mm	790
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	270
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	525
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	540
Nettovægt i kg	4,40
Bruttovægt i kg	6,40