

APWD 062

Indsats

til optimal anbringelse af stående instrumenter.



- Egnet til sonder, pincetter og mundspejle
- Egnet til file og podologiske instrumenter.

EAN: 4002516066668 / Materiale nummer: 11017160 /

Gammelt materiale nummer: 68406200D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PWD 8682 C	•
Produktkategori	
Indsats til instrumenter	•
Indsats/modul til tandlægeinstrumenter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	122
Udvendigt mål, nettobredde i mm	124
Udvendigt mål, nettodybde i mm	395
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	150
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	140
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	425
Nettovægt i kg	0,71
Bruttovægt i kg	1,00