

APWD 063

Indsats

til optimal anbringelse af op til 8 bakker eller kassetter.



- Udstyret med 9 holdere, afstand 40 mm

EAN: 4002516066675 / Materiale nummer: 11017170 /
Gammelt materiale nummer: 68406300D

| | |
|--|---------------|
| Produktkategori | |
| Termodesinfektorer | • |
| Produkttilknytning | |
| PWD 8531 | • |
| PWD 8532 | • |
| Produktkategori | |
| Indsats til trays/bakker | • |
| Indsats/modul til tandlægeinstrumenter | • |
| Produktegenskaber | |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Farve | Rustfrit stål |
| Anvendelsesområde | |
| Genbehandling af trays/bakker | • |
| Kapacitet | |
| Trays/bakker [antal] | 8 |
| Mål og vægt | |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 110 |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm | 103 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm | 389 |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm | 185 |
| Udvendigt mål, bruttbredde i mm | 222 |
| Udvendigt mål, bruttdybde i mm | 556 |
| Nettovægt i kg | 0,30 |
| Bruttovægt i kg | 1,09 |