

APWD 066

Holder

til optimal rengøring af spidser til Air Scaler og Piezo Scaler.



- Eget til mange forskellige studser

EAN: 4002516066774 / Materiale nummer: 11017250 /
Gammelt materiale nummer: 68406600D

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Produktkategori | |
| Termodesinfektorer | • |
| Produkttilknytning | |
| PWD 8531 | • |
| PWD 8532 | • |
| Produktkategori | |
| Holder | • |
| Anvendelsesområde | |
| Genbehandling af tandlægeinstrumenter | • |
| Produktegenskaber | |
| Materiale | Rustfrit stål, Kunststof |
| Farve | Blå, Rustfrit stål, Transparent |
| Kapacitet | |
| Ultralydsspidser [antal] | 3 |
| Mål og vægt | |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 5 |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm | 5 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm | 5 |
| Udvendigt mål, bruttonøjde i mm | 55 |
| Udvendigt mål, bruttbredde i mm | 90 |
| Udvendigt mål, bruttdybde i mm | 95 |
| Nettovægt i kg | 0,02 |
| Bruttovægt i kg | 0,05 |