

A 846

Injektordyse

med holder, til rengøring af laboratoriefasker og rundkolber.



- Til laboratoriefasker på op til 10 l og rundkolber på op til 6 l
- Dyselængde: 127 mm; ldyselængde med holder: 158 mm
- Ø dyse: 10 mm
- Egnede til modul A 313 og A 612

EAN: 4002516071464 / Materiale nummer: 11025590 / Gammelt materiale nummer: 69684600D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, null, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort, Grå
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	158
Udvendigt mål, nettobredde i mm	110
Udvendigt mål, nettodybde i mm	110
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	160
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	145
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	265
Nettovægt i kg	0,23
Bruttovægt i kg	0,37