

A 847  
 Injektordyse  
 med holder, til rengøring af erlenmeyerkolber.



- Til erlenmeyerkolber op til 5 l
- Længde af dyse: 127 mm
- Ø dyse: 10 mm, Ø holder: 142 mm
- Egnet til modul A 313 og A 612

EAN: 4002516071471 / Materiale nummer: 11025600 /  
 Gammelt materiale nummer: 69684700D

<b>Produktkategori</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektordyse	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Grå
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	170
Udvendigt mål, nettobredde i mm	249
Udvendigt mål, nettodybde i mm	35
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	305
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	300
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	200
Nettovægt i kg	0,12
Bruttovægt i kg	0,27