

A 848

Injektordyse

med holder, til rengøring af små målekolber.



- Til målekolber på til 5 l
- Længde af dyse: 350 mm
- Ø dyse: 10 mm, Ø holder: 142 mm
- Egnet til modul A 313 og A 612

EAN: 4002516071488 / Materiale nummer: 11025610 /
Gammelt materiale nummer: 69684800D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Grå
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	350
Udvendigt mål, nettobredde i mm	20
Udvendigt mål, nettodybde i mm	20
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	350
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	180
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	50
Nettovægt i kg	0,30
Bruttovægt i kg	0,53