

Miele Black Edition CAFÉ CREMA 4x250g
BIO Café Crema
Perfekt til tilberedning af Café Crema.

EAN: 4002516100287 / Materiale nummer: 11029350 /
Gammelt materiale nummer: 29992624EU2



- 100 % Arabica – håndselekeret og skånsomt ristet til Miele
- En let afbalanceret aroma med en blomster- og frugtagtig smag
- Optimalt afstemt efter Miele espressomaskiner
- Fairtrade- og Bio-certificeret
- 4 x 250 g hele kaffebønner ristet i Tyskland