

A 306/1

Modul

til optimal anbringelse af store laboratorieglass.



- Egnet til 4 1-2-liters målecylindre, høj form
- Egnet til 2 1-2-liters målecylindre, lav form og to i høj form
- Rilsanbelagte holde- og placeringsflader
- Målecylindrerne kan tages ud med modulet placeret i maskinen
- Maksimal længde af målecylindre: 500 mm
- Der kan bruges op til 2 moduler i kurvene A 150 og APLW 106

EAN: 4002516076254 / Materiale nummer: 11035210 /  
Gammelt materiale nummer: 69630601D

<b>Produktkategori</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
<b>Produktkategori</b>	
Indsats/model til målecylindre	•
Modul til store laboratorieglass	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof, Tråd, rilsanbelagt
Farve	Rustfrit stål, Sort, Hvid
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Genbehandling af målecylindre	•
<b>Kapacitet</b>	
Målecylindre [antal]	4
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	235
Udvendigt mål, nettobredde i mm	418
Udvendigt mål, nettodybde i mm	471
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	270
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	525
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	540
Nettovægt i kg	2,10
Bruttovægt i kg	3,10