

## ProCare Shine 12 GC - 80 Tabs

Opvasketabs, 80 stk.

til optimal rengøring af service, bestik og glas.



- Særlig let håndtering med vandopløselig folie
- Tildelt EU Ecolabel
- Fosfat- og klorfri
- Til lette og middelsvære tilsmudsninger
- Til anvendelse i industriopvaskemaskiner

EAN: 4002516098409 / Materiale nummer: 11037820 /

Gammelt materiale nummer: 61914201EU1

<b>Produktkategori</b>	
Friskvandsopvaskemaskiner	•
Opvaskemaskiner ProfiLine	•
<b>Anvendelsesmuligheder</b>	
Fjernelse af kaffe- og terester	•
Fjernelse af stivelse/protein	God
Fjernelse af indtørrede madrester	•
Fjernelse af fastbrændt fedt	•
Fjernelse af fedt	Meget god
Fjernelse af stivelse	•
<b>Doseringsanbefaling</b>	
Doseringsanbefaling pr. opvask	1 tab
Doseringsanbefaling (pr. opvask)	1 tab
pH-værdi ved 20 °C	10,7
Tilsmudsningsgrad	Let til middel
Anbefalet vandområde i mmol/l	0-0,53
<b>Hovedanvendelsesområder</b>	
Hoteller og pensionater	•
Restauranter, barer og catering	•
Spa, wellness og sport	•
Ældrecentre og plejehjem	•
Skoler og børnehaver	•
Små virksomheder	•
Agenturer og kontorer	•
Hospitaler og klinikker	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Middel	Mildt alkalisk reng.middel
Aggregatform	Tab
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	190,00
<b>Produktegenskaber</b>	
Medietype	Mildt alkalisk reng.middel
Aggregatform	Tab
Vandopløselig folie	•
Velegnet til glas	•
Velegnet til bestik	•
Velegnet til kunststof	•
Velegnet til rustfrit stål	•
Velegnet til porcelæn/keramik	•
Velegnet til aluminium	•
Velegnet til sølv	•
Dekorationsbeskyttende	•
Forebygger korrosion	•
Forhindrer kalkaflejringer og beskytter servicet	•
Uden fosfater	•
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettøjde i mm	230
Udvendigt mål, nettobredde i mm	190

ProCare Shine 12 GC - 80 Tabs  
Opvasketabs, 80 stk.  
til optimal rengøring af service, bestik og glas.



EAN: 4002516098409 / Materiale nummer: 11037820 /  
Gammelt materiale nummer: 61914201EU1

Udvendigt mål, nettodybde i mm	93
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	230
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	90
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	190
Antal opvasketabs	80
Påfyldningsvægt i g	1280
Bruttovægt i kg	1
<b>Normer og godkendelser</b>	
GHS/CLP-konform	•
EU-Ecolabel	•
<b>Testnumre</b>	
EU Ecolabel: AT/038/006	•