

A 312  
Modul  
til genbehandling af viskosimetre.



- Egner sig til op til 8.0 viskosimetre
- Udstyret med 8 specialdyser A 867
- Dyseafstand 118 mm i bredden, 118 mm i dybden

EAN: 4002516087397 / Materiale nummer: 11054470 /  
Gammelt materiale nummer: 69631200D

<b>Produktkategori</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
<b>Produktkategori</b>	
Modul til viskosimetre	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof, Silikone
Farve	Rustfrit stål, Sort
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
<b>Kapacitet</b>	
Viskosimetre [antal]	8,0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	66
Udvendigt mål, nettobredde i mm	133
Udvendigt mål, nettodybde i mm	479
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	250
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	230
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	505
Nettovægt i kg	1,58
Bruttovægt i kg	2,33