


A 836

Injektordysesæt

til optimal genbehandling af instrumenter med hulrum inden for dentalområdet.



- Til brug i overkurv A 105/1 eller modul A 315/1
- Æske med 22 Dental-injektordyser A 833

EAN: 4002516204091 / Materiale nummer: 11054660 /

Gammelt materiale nummer: 69783600D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	120
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	170
Nettovægt i kg	0,20
Bruttovægt i kg	0,20