


A 837

Hylster-sæt

især til genbehandling af instrumenter med hulrum fra ØNH-området.



- Til bestykning af overkurven A 105/1
- Inkl. kappe og fastgørelsesbolt
- Æske med 22 hylstre A 817

EAN: 4002516204107 / Materiale nummer: 11054690 /
Gammelt materiale nummer: 69783700D

Produkttilknytning	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Hylster	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Anvendelsesområde	
Genbehandling af ØNH-instrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	0
Udvendigt mål, nettobredde i mm	0
Udvendigt mål, nettodybde i mm	0
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	55
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	180
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	250
Nettovægt i kg	0,53
Bruttovægt i kg	0,53