

A 315

Modul

til øget kapacitet og genbehandling af instrumenter med hulrum.



- Øgning af injektorkapacitet fra 22 til 44 stk.
- Bagudkompatibel med alle eksisterende A 151
- Alle gængse dental- og ØNH-adaptore og -tilbehør kan anvendes

EAN: 4002516087861 / Materiale nummer: 11055980 /
Gammelt materiale nummer: 69631500D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
Produkttilknytning	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Indsats til ØNH-instrumenter	•
Indsats/modul til tandlægeinstrumenter	•
Anden indsats/andet modul	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Mulighed for brug af et centralfilter	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af ØNH-instrumenter	•
Genbehandling af tandlægeinstrumenter	•
Genbehandling af instrumenter med hulrum	•
Kapacitet	
ØNH-instrumenter [antal]	22
Hånd- og vinkelstykker [antal]	22
Sugere [antal]	22
Instrumenter med hulrum [antal]	22
Standard ertilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0
Frekvens i Hz	0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	145
Udvendigt mål, nettobredde i mm	492
Udvendigt mål, nettodybde i mm	542
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	270
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	525
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	540
Nettovægt i kg	1,35
Bruttovægt i kg	2,35
Tilbehørspakke	
A 838 nøglesæt [antal]	1