

A 840

Injektordyse

med kunststofholdere, dysediameter: 6 mm, længde: 130 mm, 1 stk.



- Egnet til injektorvogne og -kurve, kan skrues fast
- Komponent til EasyLoad-systemet
- Æske med 1 dyse
- Ideel til utensilier med åbningsbredder på 12 til 85 mm
- Kappens diameter øverst: 11 mm

EAN: 4002516188742 / Materiale nummer: 11056100 /
Gammelt materiale nummer: 69684000D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Komponent til EasyLoad-systemet	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	130
Udvendigt mål, nettobredde i mm	92
Udvendigt mål, nettodybde i mm	86
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	80
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	95
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	110
Nettovægt i kg	0,02
Bruttovægt i kg	0,06