

A 841

Injektordyse

med kunststofholdere, dysediameter: 6 mm, længde: 210 mm, 1 stk.



- Eget til injektorvogne og -kurve, kan skrues fast
- Ideel til utensilier med åbningsbredder på 12 til 85 mm
- Kappens diameter øverst: 11 mm
- Komponent til EasyLoad-systemet

EAN: 4002516188759 / Materiale nummer: 11056190 / Gammelt materiale nummer: 69684100D

Produktkategori	
Laboratorieopvaskemaskiner	•
Store laboratorieopvaskemaskiner	•
SlimLine-laboratorieopvaskemaskine	•
Maskiner til rengøring af industrielle dele	•
Store laboratorieopvaskemaskiner til rengøring af industrielle dele	•
SlimLine-laboratorieopvaskemaskiner til rengøring af industrielle dele	•
Produkttilknytning	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Komponent til EasyLoad-systemet	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	210
Udvendigt mål, nettobredde i mm	92
Udvendigt mål, nettodybde i mm	86
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	12
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	100
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	150
Nettovægt i kg	0,03
Bruttovægt i kg	0,04