

A 842

Injektordyse

med kunststofholdere, dysediameter: 4 mm, længde: 90 mm, 1 stk.



- Egnede til injektorvogne og -kurve, kan skrues fast
- Ideel til utensilier med åbningsbredder på mellem 10 mm og 70 mm
- Kappens diameter øverst: 9 mm
- Komponent til EasyLoad-systemet

EAN: 4002516188766 / Materiale nummer: 11056330 /
Gammelt materiale nummer: 69684200D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Komponent til EasyLoad-systemet	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	90
Udvendigt mål, nettobredde i mm	76
Udvendigt mål, nettodybde i mm	71
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	55
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	90
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	95
Nettovægt i kg	0,01
Bruttovægt i kg	0,04