


A 301/4

Modul

til optimal anbringelse af laboratorieglass - kan udstyres med 18 dyser.



- Til div. laboratorieglass som erlenmeyerkolber, rundkolber osv.
- Modul uden injektordysere – fyldning efter individuelt behov
- Til op til 18 injektordysere
- Komponent til EasyLoad-systemet
- Dyseafstand 78 mm i bredden, 78 mm i dybden
- Særligt egnet til A 842 og A 843 (dysediameter 4 mm)

EAN: 4002516087649 / Materiale nummer: 11056780 /  
Gammelt materiale nummer: 69630104D

<b>Produktkategori</b>	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Produktkategori</b>	
Indsats/modul til smalhalsede glas	•
Indsats til diverse flasker	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Komponent til EasyLoad-systemet	•
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
<b>Kapacitet</b>	
Smalhalsede glas [antal]	18
<b>Standard ertilslutning</b>	
Faseantal	0
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	72
Udvendigt mål, nettobredde i mm	173
Udvendigt mål, nettodybde i mm	479
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	100
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	205
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	487
Nettovægt i kg	0,85
Bruttovægt i kg	1,89