

A 860
 Holdegitter
 til injektormodul A 300/2 og A 300/3.



- Inndeling: 2 x 4 felter
- Kan sættes på injektormodul A 300/2 og A300/3
- Til optimal anbringelse af laboratorieglass
- Komponent til EasyLoad-systemet

EAN: 4002516087663 / Materiale nummer: 11056800 /
 Gammelt materiale nummer: 69686000D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Anden indsats/andet modul	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Antal rum	8
Ventilatorbredde i mm	114
Ventilatorlængde i mm	114
Komponent til EasyLoad-systemet	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Standard ettilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	30
Udvendigt mål, nettobredde i mm	250
Udvendigt mål, nettodybde i mm	350
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	35
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	300
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	400
Nettovægt i kg	0,10
Bruttovægt i kg	0,18