

A 861
 Holdegitter
 til injektormodul A 301/4 og A 301/5



- Inddeling: 3 x 6 felter
- Kan sættes på injektormodul A 301/4 og A301/5
- Til optimal anbringelse af laboratorieglass
- Komponent til EasyLoad-systemet

EAN: 4002516087670 / Materiale nummer: 11056810 /
 Gammelt materiale nummer: 69686100D

Produktkategori	
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Anden indsats/andet modul	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort
Antal rum	18
Ventilatorbredde i mm	74
Ventilatorlængde i mm	74
Komponent til EasyLoad-systemet	•
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Standard ertilslutning	
Faseantal	0
Spænding i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	80
Udvendigt mål, nettobredde i mm	200
Udvendigt mål, nettodybde i mm	350
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	100
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	210
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	495
Nettovægt i kg	0,10
Bruttovægt i kg	1,87