


APLW 000

Vogn

til optimal anbringelse af laboratorieglass på øvre niveauer.



- Udstyret med 1 integreret spulearm
- Til anbringelse af indsætter
- Fyldningsmål: 484 x 525 mm

EAN: 4002516115281 / Materiale nummer: 11104470 /
Gammelt materiale nummer: 69300000D

Produkttilknytning	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Indsats/modul til bægerglas	•
Overkurv	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Blå, Rustfrit stål, Hvid
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	160
Udvendigt mål, nettobredde i mm	560
Udvendigt mål, nettodybde i mm	532
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	190
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	560
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	610
Nettovægt i kg	4,30
Bruttovægt i kg	6,07