

APLW 001

Vogn

til optimal anbringelse af laboratorieglass på nedre niveauer.



- Maksimal lastbredde: 470 mm
- Maksimal lastdybde: 490 mm

EAN: 4002516115298 / Materiale nummer: 11104480 /
Gammelt materiale nummer: 69300100D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Indsats/modul til bægerglas	•
Vogn til indsats	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	135
Udvendigt mål, nettobredde i mm	535
Udvendigt mål, nettodybde i mm	582
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	190
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	560
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	610
Nettovægt i kg	4,20
Bruttovægt i kg	5,90