


APLW 002

Vogn

til optimal anbringelse af store laboratorieglass, 5 og 10 l.



- Udstyret med 5 dyser
- Til anbringelse af op til 4 flasker med Ø på maks. 240 mm
- Til anbringelse af op til 5 flasker med Ø på maks. 190 mm

EAN: 4002516115304 / Materiale nummer: 11104490 /  
Gammelt materiale nummer: 69300200D

<b>Produkttilknytning</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektorkurv	•
Modul til store laboratorieglass	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
<b>Kapacitet</b>	
Flasker [antal]	5
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	413
Udvendigt mål, nettobredde i mm	535
Udvendigt mål, nettodybde i mm	582
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	580
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	565
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	615
Nettovægt i kg	5,94
Bruttovægt i kg	8,49