

APLW 003

Vogn

til optimal anbringelse af store laboratorieglass op til 20 l.



Image
in progress

- Udstyret med 4 dyser
- Til anbringelse af op til 2 flasker med Ø på maks. 280 mm
- Til anbringelse af op til 2 flasker med et Ø på maks. 190 mm

EAN: 4002516115410 / Materiale nummer: 11104500 /
Gammelt materiale nummer: 69300300D

Produkttilknytning	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektorkurv	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Flasker [antal]	2
Erlenmeyerkolber [antal]	2
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	400
Udvendigt mål, nettobredde i mm	535
Udvendigt mål, nettodybde i mm	582
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	580
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	565
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	615
Nettovægt i kg	5,08
Bruttovægt i kg	7,63