

APLW 004

Vogn

til optimal anbringelse af store laboratorieglass op til 50 l.



- Udstyret med 1 dyse

EAN: 4002516115427 / Materiale nummer: 11104510 /  
Gammelt materiale nummer: 69300400D

<b>Produkttilknytning</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektorkurv	•
Modul til store laboratorieglass	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
<b>Kapacitet</b>	
Flasker [antal]	1
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	588
Udvendigt mål, nettobredde i mm	535
Udvendigt mål, nettodybde i mm	582
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	760
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	625
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	715
Nettovægt i kg	4,68
Bruttovægt i kg	9,83