

APLW 005

Vogn

til optimal anbringelse af op til 56 pipetter.



- Til diagonal anbringelse af op til 56 pipetter

EAN: 4002516115434 / Materiale nummer: 11104520 /
Gammelt materiale nummer: 69300500D

Produkttilknytning	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Vogn til pipetter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af pipetter/vials	•
Kapacitet	
Pipetter [antal]	56
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	308
Udvendigt mål, nettobredde i mm	535
Udvendigt mål, nettodybde i mm	582
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	570
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	560
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	610
Nettovægt i kg	6,40
Bruttovægt i kg	9,20