


APLW 006

Vogn

til optimal anbringelse af op til 121 pipetter.



- Til vertikal anbringelse af op til 121 pipetter

EAN: 4002516115441 / Materiale nummer: 11104530 /
Gammelt materiale nummer: 69300600D

Produkttilknytning	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Vogn til pipetter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af pipetter/vials	•
Kapacitet	
Pipetter [antal]	121
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	195
Udvendigt mål, nettobredde i mm	535
Udvendigt mål, nettodybde i mm	575
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	355
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	565
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	610
Nettovægt i kg	4,94
Bruttovægt i kg	7,38