

APLW 007

Vogn

til optimal anbringelse af 2 pipettekassetter.



- Til nederste niveau
- Maksimal pipettelængde: 520 mm

EAN: 4002516115458 / Materiale nummer: 11104540 /  
Gammelt materiale nummer: 69300700D

<b>Produkttilknytning</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Vogn til pipetter	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af pipetter/vials	•
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	580
Udvendigt mål, nettobredde i mm	535
Udvendigt mål, nettodybde i mm	420
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	580
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	565
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	610
Nettovægt i kg	7,18
Bruttovægt i kg	9,98