

APLW 009

Vogn

til optimal anbringelse af 2 pipettekassetter.



- Til nederste niveau
- Maksimal pipettelængde: 290 mm

EAN: 4002516115472 / Materiale nummer: 11104560 /
Gammelt materiale nummer: 69300900D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
Produktkategori	
Vogn til pipetter	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål
Anvendelsesområde	
Genbehandling af pipetter/vials	•
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	166
Udvendigt mål, nettobredde i mm	245
Udvendigt mål, nettodybde i mm	66
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	355
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	565
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	610
Nettovægt i kg	6,22
Bruttovægt i kg	8,55