

APLW 010

Overkurv

med 156 ubestykkede injektorpladser til dyser Ø 2,5 mm.



Image
in progress

- Kun egnet til benyttelse i øverste niveauer

EAN: 4002516115489 / Materiale nummer: 11104570 /
Gammelt materiale nummer: 69301000D

Produkttilknytning	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektorkurv	•
Overkurv	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Blå, Rustfrit stål, Hvid
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Smalhalsede glas [antal]	156
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	162
Udvendigt mål, nettobredde i mm	534
Udvendigt mål, nettodybde i mm	569
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	355
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	565
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	615
Nettovægt i kg	5,16
Bruttovægt i kg	7,58