

APLW 011

Overkurv

med 110 ubestykkede injektorpladser til dyser Ø 2,5 mm.



Image
in progress

- Kun egnet til benyttelse i øverste niveauer

EAN: 4002516115496 / Materiale nummer: 11104580 /
Gammelt materiale nummer: 69301100D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektorkurv	•
Overkurv	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Blå, Rustfrit stål, Hvid
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Vials [antal]	110
Smalhalsede glas [antal]	110
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	160
Udvendigt mål, nettobredde i mm	532
Udvendigt mål, nettodybde i mm	560
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	350
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	560
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	610
Nettovægt i kg	5,20
Bruttovægt i kg	7,80