

APLW 012

Overkurv

med 84 ubestykkede injektorpladser til dyser Ø 2,5 mm.



Image
in progress

- Kun egnet til benyttelse i øverste niveauer

EAN: 4002516115502 / Materiale nummer: 11104590 /
Gammelt materiale nummer: 69301200D

| | |
|--|--------------------------|
| Produktkategori | |
| Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier | • |
| Produkttilknytning | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Produktkategori | |
| Injektorkurv | • |
| Overkurv | • |
| Produktegenskaber | |
| Materiale | Rustfrit stål, Kunststof |
| Farve | Blå, Rustfrit stål, Hvid |
| Anvendelsesområde | |
| Genbehandling af laboratorieglass | • |
| Kapacitet | |
| Smalhalsede glas [antal] | 84 |
| Mål og vægt | |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 158 |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm | 532 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm | 570 |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm | 350 |
| Udvendigt mål, bruttbredde i mm | 560 |
| Udvendigt mål, bruttdybde i mm | 600 |
| Nettovægt i kg | 4,60 |
| Bruttovægt i kg | 7,40 |