

APLW 013  
Overkurv  
med 42 ubestykkede injektorpladser.



- Kun egnet til benyttelse i øverste niveauer

EAN: 4002516115519 / Materiale nummer: 11104600 /  
Gammelt materiale nummer: 69301300D

<b>Produkttilknytning</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektorkurv	•
Overkurv	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Blå, Rustfrit stål, Hvid
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
<b>Kapacitet</b>	
Smalhalsede glas [antal]	42
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	160
Udvendigt mål, nettobredde i mm	534
Udvendigt mål, nettodybde i mm	569
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	355
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	565
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	615
Nettovægt i kg	4,55
Bruttovægt i kg	6,95