

APLW 014/1

Overkurv

bestykket med 20 injektordyser APLW 055



Image
in progress

- Kun egnet til benyttelse i øverste niveauer

EAN: 4002516115557 / Materiale nummer: 11104640 /
Gammelt materiale nummer: 69301401D

Produkttilknytning	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektorkurv	•
Overkurv	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Blå, Rustfrit stål, Hvid
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Smalhalsede glas [antal]	20
Flasker [antal]	20
Erlenmeyerkolber [antal]	20
Rundkolber [antal]	20
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	250
Udvendigt mål, nettobredde i mm	535
Udvendigt mål, nettodybde i mm	570
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	355
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	565
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	615
Nettovægt i kg	4,22
Bruttovægt i kg	8,45
Tilbehørspakke	
APLW 055, injektordyse, Ø 6 mm, længde 175 mm [antal]	20