

APLW 015
Overkurv
med 16 ubestykkede injektorpladser.



- Kun egnet til benyttelse i øverste niveauer

EAN: 4002516115571 / Materiale nummer: 11104650 /
Gammelt materiale nummer: 69301500D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektorkurv	•
Overkurv	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Blå, Rustfrit stål, Hvid
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Smalhalsede glas [antal]	16
Flasker [antal]	16
Erlenmeyerkolber [antal]	16
Rundkolber [antal]	16
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	160
Udvendigt mål, nettobredde i mm	532
Udvendigt mål, nettodybde i mm	560
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	340
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	560
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	600
Nettovægt i kg	4,00
Bruttovægt i kg	6,60