

APLW 016  
Overkurv  
med 27 ubestykkede injektorpladser.



**Image**  
in progress

- Kun egnet til benyttelse i øverste niveauer

EAN: 4002516115588 / Materiale nummer: 11104660 /  
Gammelt materiale nummer: 69301600D

<b>Produktkategori</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektorkurv	•
Overkurv	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Blå, Rustfrit stål, Hvid
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
<b>Kapacitet</b>	
Smalhalsede glas [antal]	27
Flasker [antal]	27
Erlenmeyerkolber [antal]	27
Rundkolber [antal]	27
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	260
Udvendigt mål, nettobredde i mm	535
Udvendigt mål, nettodybde i mm	570
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	340
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	555
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	615
Nettovægt i kg	4,40
Bruttovægt i kg	6,62