

APLW 018

Overkurv

med 121 + 24 ubestykkede injektorpladser.



Image
in progress

- Kun egnet til benyttelse i øverste niveauer

EAN: 4002516115601 / Materiale nummer: 11104680 /
Gammelt materiale nummer: 69301800D

Produkttilknytning	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektorkurv	•
Overkurv	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Blå, Rustfrit stål, Hvid
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Reagensglas [antal]	121
Vials [antal]	121
Smalhalsede glas [antal]	24
Flasker [antal]	24
Erlenmeyerkolber [antal]	24
Rundkolber [antal]	24
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	162
Udvendigt mål, nettobredde i mm	534
Udvendigt mål, nettodybde i mm	569
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	355
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	565
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	615
Nettovægt i kg	5,33
Bruttovægt i kg	7,76