


APLW 019/1

Overkurv

bestykket med 121 injektordyser APLW 047.



- Kun egnet til benyttelse i øverste niveauer

EAN: 4002516115731 / Materiale nummer: 11104710 /

Gammelt materiale nummer: 69301901D

<b>Produktkategori</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektorkurv	•
Overkurv	•
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Blå, Rustfrit stål, Hvid
<b>Kapacitet</b>	
Reagensglas [antal]	121
Vials [antal]	121
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	200
Udvendigt mål, nettobredde i mm	535
Udvendigt mål, nettodybde i mm	570
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	355
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	565
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	615
Nettovægt i kg	6,64
Bruttovægt i kg	9,06
<b>Tilbehørspakke</b>	
APLW 047, injektordyse, Ø 2,5 mm, længde 50 mm [antal]	121