

APLW 020

Underkurv

med 121 ubestykkede injektorpladser til dyser Ø 2,5 mm.



Image
in progress

- Kun egnet til brug i nederste niveau

EAN: 4002516115748 / Materiale nummer: 11104720 /
Gammelt materiale nummer: 69302000D

Produkttilknytning	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektorkurv	•
Underkurv	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort, Hvid
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Reagensglas [antal]	121
Vials [antal]	121
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	580
Udvendigt mål, nettobredde i mm	534
Udvendigt mål, nettodybde i mm	534
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	355
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	562
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	675
Nettovægt i kg	6,20
Bruttovægt i kg	8,64