

APLW 020/1

Underkurv

bestykket med 121 injektordyser APLW 047.

Miele

**Image
in progress**

- Kun egnet til brug i nederste niveau

EAN: 4002516115755 / Materiale nummer: 11104730 /
Gammelt materiale nummer: 69302001D

| | |
|--|--------------------------------|
| Produkttilknytning | |
| Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier | • |
| Produkttilknytning | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Produktkategori | |
| Injektorkurv | • |
| Underkurv | • |
| Produktegenskaber | |
| Materiale | Rustfrit stål, Kunststof |
| Farve | Blå, Rustfrit stål, Sort, Hvid |
| Anvendelsesområde | |
| Genbehandling af laboratorieglass | • |
| Kapacitet | |
| Reagensglas [antal] | 121 |
| Vials [antal] | 121 |
| Mål og vægt | |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 200 |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm | 535 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm | 575 |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm | 355 |
| Udvendigt mål, bruttbredde i mm | 562 |
| Udvendigt mål, bruttdybde i mm | 675 |
| Nettovægt i kg | 8,64 |
| Bruttovægt i kg | 11,26 |
| Tilbehørspakke | |
| APLW 047, injektordyse, Ø 2,5 mm, længde 50 mm [antal] | 121 |