

APLW 023

Underkurv

med 56 ubestykkede injektorpladser til dyser Ø 2,5 mm.

Miele

**Image
in progress**

- Kun egnet til brug i nederste niveau

EAN: 4002516115786 / Materiale nummer: 11104760 /
Gammelt materiale nummer: 69302300D

Produkttilknytning	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektorkurv	•
Underkurv	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort, Hvid
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Smalhalsede glas [antal]	56
Flasker [antal]	56
Erlenmeyerkolber [antal]	56
Rundkolber [antal]	56
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	575
Udvendigt mål, nettobredde i mm	504
Udvendigt mål, nettodybde i mm	480
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	355
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	562
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	615
Nettovægt i kg	5,48
Bruttovægt i kg	7,91