

APLW 024

Underkurv

med 42 ubestykkede injektorpladser til dyser.



Image
in progress

- Kun egnet til brug i nederste niveau

EAN: 4002516115793 / Materiale nummer: 11104770 /
Gammelt materiale nummer: 69302400D

Produktkategori	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Produkttilknytning	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategori	
Injektorkurv	•
Underkurv	•
Produktegenskaber	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Sort, Hvid
Anvendelsesområde	
Genbehandling af laboratorieglass	•
Kapacitet	
Smalhalsede glas [antal]	42
Flasker [antal]	42
Erlenmeyerkolber [antal]	42
Rundkolber [antal]	42
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	20
Udvendigt mål, nettobredde i mm	21
Udvendigt mål, nettodybde i mm	22
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	352
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	562
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	615
Nettovægt i kg	5,22
Bruttovægt i kg	7,66