

APLW 024/1

Underkurv

bestykket med 42 injektordyser APLW 052.



**Image**  
in progress

- Kun egnet til brug i nederste niveau

EAN: 4002516115809 / Materiale nummer: 11104780 /  
Gammelt materiale nummer: 69302401D

<b>Produkttilknytning</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektorkurv	•
Underkurv	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Kunststof
Farve	Blå, Rustfrit stål, Sort, Hvid
<b>Anvendelsesområde</b>	
Genbehandling af laboratorieglass	•
<b>Kapacitet</b>	
Smalhalsede glas [antal]	42
Flasker [antal]	42
Erlenmeyerkolber [antal]	42
Rundkolber [antal]	42
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	160
Udvendigt mål, nettobredde i mm	535
Udvendigt mål, nettodybde i mm	575
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	352
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	562
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	615
Nettovægt i kg	5,22
Bruttovægt i kg	8,83
<b>Tilbehørspakke</b>	
APLW 052, injektordyse, Ø 4 mm, længde 175 mm [antal]	42